

TEOSYAL PureSense Redensity II



- Ne pas réutiliser
- Do not re-use
- Nicht wiederverwenden
- No reutilizar
- Non riutilizzare
- Não reutilizar
- Не использовать повторно
- Tekrar kullanmayın



Marquage CE conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Le numéro sous le marquage CE est le numéro de l'organisme notifié.

- CE labelling conforms to the 93/42/EEC Directive in relation to medical devices.

The number below the CE is the number of the notified body.

- CE-Kennzeichen gemäß der Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte.

Die Nummer unter dem CE-Kennzeichen ist die Nummer der zuständigen Stelle.

- Marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos.

El número indicado bajo la marca CE es el número del organismo notificado.

- Marchio CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.

Il numero sotto il marchio CE è il numero dell'organismo notificato.

- Marcado CE conforme à Directiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos.

O número indicado pelo CE é o número do organismo notificado.

- Маркировка CE соответствует Директиве 93/42/ЕС, регламентирующей технические характеристики медицинских устройств.

О номере по боку CE является номером уполномоченного органа.

- CE etiketi, tıbbi aygıtla ilişkili 93/42/CEE Yönergesine uyumaktadır.

CE yazısının altındaki numara onaylanmış kuruluşun numarasıdır.

**Fabriqué par / Manufactured by
Hergestellt durch / Fabricado por
Prodotto da / Fabricado por
Изготовитель / Üretici firma**

TEOXANE SA
Les Charmilles
Rue de Lyon, 105
CH 1203 GENEVE
Tél. +41 (22) 344 96 36
Fax +41 (22) 340 29 33
info@teoxane.com



Only for syringe



25°C



2°C



20°C



10°C



5°C



2°C



0°C

LOT

LOT

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2

2

2

2

2



- Togliere il tappo della siringa tirandolo, come mostrato in figura 1.
- Remover o tampão da seringa puxando-o, conforme ilustrado na figura 1.

Modalità d'uso**Descrizione**

Teosyal® PureSense Redensity II è un gel visco-elastico di acido ialuronico in forma reticolata e non reticolata e di origine non animale. Questo gel è sterile, non pyrogenic, transparente e contiene lo 0,3% in massa di cloridato di lidocaína per le sue proprietà anestetizzanti. Ogni confezione contiene due siringhe preempilate di Teosyal® PureSense Redensity II. Per ogni siringa la confezione contiene due aghi sterili 30G1/2" e due etichette di tracciabilità (di cui una da consegnare al paziente e un'altra che deve essere conservata dal medico nel fascicolo del paziente). Il volume di ogni siringa è indicato sulla confezione: per ogni siringa.

Composizione

Acido ialuronico 15 mg

Lidocaina cloridrato 3 mg

Tampone fosfato supplementato pH 7,3q.s. a 1 ml

Indicazioni**Indicações**

Le azioni terapetiche dei prodotti Teosyal® sono le seguenti:

- modifica della struttura della pelle matura: ripristino dei volumi, riempimento delle rughe e delle pieghe della pelle, ripristino della elasticità cutanea;

- chirurgia ricostruttiva: riempimento delle depressioni cicatriziali, ricostituzione dei volumi persi a seguito di lipoatrofia, Teosyal® PureSense Redensity II è indicato per il riempimento regolare delle rughe, delle rughe superficiali, delle rughe rilievo cutaneo, e per la correzione delle zone dell'occhiatale avvizzite o con segni dell'invecchiamento. È indicato anche per il riempimento delle rughe e delle pieghe cutanee (incluso le occhiatale lineari e circolari).

La lidocaina è un anestetico locale destinato a ridurre la sensazione dolorosa.

Modo d'impiego

Teosyal® PureSense Redensity II è un impianto biodegradabile che se reabsorbe progressivamente con il tempo. Grazie alle sue proprietà visco-elastiche specifiche, Teosyal® PureSense Redensity II crea un volume che si adatta in maniera regolare e uniforme ai volumi della pelle. Inoltre il volume che si adatta di forma regolare e uniforme al relitto cutaneo per corrigerne la perdita di densità delle zone avvizzite o con segni dell'invecchiamento. L'acido ialuronico non reticolato contenuto in Teosyal® PureSense Redensity II si diffondono nei tessuti cutanei durante il riassorbimento dell'iniezione. Questa caratteristica permette di mantenere un'lidoterapia ottimale a livello del derma e un rafforzamento prolungato dell'elasticità della pelle. In base alle correzioni e ai risultati desiderati, per ottenere un effetto ottimale, è necessario utilizzare più sedute di trattamento, a seconda della valutazione del professionista che effettua il trattamento.

Modo de acto

Teosyal® PureSense Redensity II è un implante biologico que se reabsorbe progresivamente con el tempo. Grazie a suas propriedades visco-elásticas específicas, Teosyal® PureSense Redensity II cria um volume que se adapta de forma regular e uniforme ao relitto cutâneo para corrigir a perda de densidade das zonas moles ou marcadas pelos sinais de envelhecimento e para preencher as rugas. O ácido hialurônico não reticulado contido em Teosyal® PureSense Redensity II difusos nos tecidos cutâneos ao longo da absorção do implante. Esta característica permite manter a nível da derme uma hidratação constante e um fortalecimento prolongado da elasticidade da pele. Em função das correções e dos resultados a obter, pode ser necessário utilizar mais sessões de tratamento, dependendo da avaliação do profissional que realiza o tratamento.

Contraindicações

Teosyal® PureSense Redensity II non deve essere utilizzato:

- in iniezioni che non sono intradermiche,

- in associação com um peeling, um tratamento al laser ou a base de ultrasuoni,

- Se o paciente sofre de afecções cutâneas, de

- Se o paciente sofre de afecções cutâneas, de inflamação ou de infecção na zona a tratar ou nas proximidades dessa

- No caso de pacientes com uma hipersensibilidade conhecida ao ácido hialuronico, com antecedentes de alergias graves ou de choques anafiláticos,

- No caso de pacientes com uma hipersensibilidade conhecida à lidocaina e/ou a anestésicos locais do tipo amido

- non essendo state studiate le interazioni con altre iniezioni di riempimento, è sconsigliato iniettare Teosyal® PureSense Redensity II nel grecia in cui siano state effettuate altre applicazioni di riempimento.

- in gravidez, durante o parto e a lactação,

- in pacientes com diabetes e/ou corteza (presença de ernia adiposa)

- Non iniettare nelle veias sanguignas.

Non iniettare nelle palpebras.

Gli sportivi devranno essere informati sul fatto che il prodotto contiene un principio attivo in grado di indurre una reazione positiva nel test antidoping.

Contra-indicações

Teosyal® PureSense Redensity II não deve ser utilizado:

- Para injeções outras que intradermicas,

- Intradermal yol disinda,

- Soyma ya da lazer tedavisi ile birlikte veya ultrason tedavisi,

- Tedavi bölgesinde ya da yakınında deri hastalığı, inflamasyon ya da enfeksiyon olan hastalarda,

- Bölgelerdeki hastalıklarla birlikte,


- Diger dolgu implantlarıyla hemşin arastırılmış olmalıdır. Teosyal® PureSense Redensity II derin yüz kırıklarını, derin cilt kırıklarını doldurmak, dudakları ve yanakları hafifçe gevşetmek için endikdedir.

Costas:


Retiküllü hialuronik asit

3 mg


Fosfatlı buffer obagözeli pH 7,3.....1ml için yeterli miktar



- Rimuovere la protezione dell'ago fornito e inserire saldamente la filettatura dell'ago nel becco della siringa (fig. 2).
- Retirar a tampa da agulha fornecida e, de seguida, inserir o passo da rosca da agulha com firmeza na extremidade da siringa (fig. 2).





- Avvitare l'ago in senso orario, mantenendo una leggera pressione fra l'ago e la siringa (fig. 3). Continuare ad avvitare finché il bordo del cappuccio dell'ago non sarà a contatto con il corpo della siringa. Non deve rimanere alcun spazio fra questi 2 elementi (fig. 4). Il mancato rispetto di questa indicazione può generare rischio di espulsione dell'ago e/o di perdite a livello del Luer-Lock.
- Apertar a agulha no sentido dos ponteiros do relógio, mantendo uma leveira pressão entre a agulha e a siringa (fig. 3). Continuar a apertar até que o rebordo da tampa da agulha entre em contacto com o corpo da siringa. Não deve soar brusco espramento entre estes 2 elementos (fig. 4). A inobservância desta instrução pode causar um risco de ejecção da agulha e / ou de fuga a nível do Luer-Lock.



- Apertar a agulha no sentido dos ponteiros do relógio, mantendo uma leveira pressão entre a agulha e a siringa (fig. 3). Continuar a apertar até que o rebordo da tampa da agulha entre em contacto com o corpo da siringa. Não deve soar brusco espramento entre estes 2 elementos (fig. 4). A inobservância desta instrução pode causar um risco de ejecção da agulha e / ou de fuga a nível do Luer-Lock.



- Togliere la protezione dell'ago, tirandolo fermamente con una mano e tenendo il corpo della siringa con l'altra mano (fig. 5).
- Retirar, de seguida, a protecção da agulha, puxando-a com firmeza com uma mão, enquanto segura no corpo da siringa com a outra mão. (fig. 5).



Antes da utilização assegurar-se da ausência de sinais visíveis de deterioração da embalagem.

Conseguir que o fabricante informe sobre os riscos potenciais.

Per uno manipolatore corretto dei prodotti Teosyal® PureSense, è importante che l'ago sia montato nella siringa conforme alle istruzioni indicate nella scatola (vedi figure fasi 1-5). In caso di sensazione di ostruzione o di pressione durante l'iniezione, fermarsi e cambiare l'ago.

Il dispositivo per iniezione, questo dispositivo medico può, in certi soggetti, causare degli effetti più o meno fastidiosi.

• Manifestazioni allergiche e cutanee:

- rossori, gonfiore, edemi, eritemi, pruriti, leggeri dolori nel punto trattato possono manifestarsi in seguito al trattamento, ma scompaiono generalmente in 72 ore, un lieve massaggio quotidiano dell'area con la crema Pre-post, è sufficiente.

- iniezioni, colorazione, perdita di sensibilità a livello della zona trattata.

• Infiammazioni:

- rari casi di necrosi, noduli, granulomi, ipersensibilità e assenni sono stati descritti in letteratura dopo l'iniezione di acido ialuronico e / ou de lidocaina.

• I professionali, prima di effettuare l'iniezione, informerà i pazienti dei potenziali rischi.

Il paziente deve sempre informare il professionista qual è l'effetto diverso da quelli menzionati o persistente oltre una settimana.

Il professionista, a sua volta, informerà il rivenditore del prodotto nel minor tempo possibile.

Assemblaggio dell'ago sulla siringa

Per uno manipolatore corretto dei prodotti Teosyal® PureSense, è importante che l'ago sia montato nella siringa conforme alle istruzioni indicate nella scatola (vedi figure fasi 1-5). In caso di sensazione di ostruzione o di pressione durante l'iniezione, fermarsi e cambiare l'ago.

Il dispositivo per iniezione, questo dispositivo medico può, in certi soggetti, causare degli effetti più o meno fastidiosi.

• Manifestazioni allergiche e cutanee:

- rossori, gonfiore, edemi, eritemi, pruriti, leggeri dolori nel punto trattato, ma scompaiono generalmente in 72 ore, un lieve massaggio quotidiano dell'area con la crema Pre-post, è sufficiente.

- iniezioni, colorazione, perdita di sensibilità a livello della zona trattata.

• Infiammazioni:

- rari casi di necrosi, noduli, granulomi, ipersensibilità e assenni sono stati descritti in letteratura dopo l'iniezione di acido ialuronico e / ou de lidocaina.

• I professionali, prima di effettuare l'iniezione, informerà i pazienti dei potenziali rischi.

Il paziente deve sempre informare il professionista qual è l'effetto diverso da quelli menzionati o persistente oltre una settimana.

Il professionista, a sua volta, informerà il rivenditore del prodotto nel minor tempo possibile.

Precauzioni d'uso

Il dispositivo per iniezione, questo dispositivo medico può, in certi soggetti, causare degli effetti più o meno fastidiosi.

• Manifestazioni allergiche e cutanee:

- rossori, gonfiore, edemi, eritemi, pruriti, leggeri dolori nel punto trattato, ma scompaiono generalmente in 72 ore, un lieve massaggio quotidiano dell'area con la crema Pre-post, è sufficiente.

- iniezioni, colorazione, perdita di sensibilità a livello della zona trattata.

• Infiammazioni:

- rari casi di necrosi, noduli, granulomi, ipersensibilità e assenni sono stati descritti in letteratura dopo l'iniezione di acido ialuronico e / ou de lidocaina.

• I professionali, prima di effettuare l'iniezione, informerà i pazienti dei potenziali rischi.

Il paziente deve sempre informare il professionista qual è l'effetto diverso da quelli menzionati o persistente oltre una settimana.

Il professionista, a sua volta, informerà il rivenditore del prodotto nel minor tempo possibile.

Montagm da agulha na siringa

Per uno manipolatore corretto dei prodotti Teosyal® PureSense, è importante che l'ago sia montato nella siringa conforme alle istruzioni indicate nella scatola (vedi figure fasi 1-5). In caso di sensazione di ostruzione o di pressione durante l'iniezione, fermarsi e cambiare l'ago.

Il dispositivo per iniezione, questo dispositivo medico può, in certi soggetti, causare degli effetti più o meno fastidiosi.

• Manifestazioni allergiche e cutanee:

- rossori, gonfiore, edemi, eritemi, pruriti, leggeri dolori nel punto trattato, ma scompaiono generalmente in 72 ore, un lieve massaggio quotidiano dell'area con la crema Pre-post, è sufficiente.

- iniezioni, colorazione, perdita di sensibilità a livello della zona trattata.

• Infiammazioni:

- rari casi di necrosi, noduli, granulomi, ipersensibilità e assenni sono stati descritti in letteratura dopo l'iniezione di acido ialuronico e / ou de lidocaina.

• I professionali, prima di effettuare l'iniezione, informerà i pazienti dei potenziali rischi.

Il paziente deve sempre informare il professionista qual è l'effetto diverso da quelli menzionati o persistente oltre una settimana.

Il professionista, a sua volta, informerà il rivenditore del prodotto nel minor tempo possibile.

Condizioni de conservação

Conservar entre 2°C e